

PRESTIGE VDX 5:1



Prestige VDX 5:1 A-silicone a base di polivinilsilossano per la presa d'impronte dentali in implanto-protesi. Indicato per la tecnica di carico diretto, indiretto e immediato. Fluido durante la lavorazione, rigido e stabile durante l'indurimento.

Compatibile con tutti i sistemi di rapporto di miscelazione dinamica 5:1, Prestige VDX 5:1 può essere miscelato in maniera rapida, omogenea e senza formazione di bolle con miscelatori automatici come Pentamix®, Pentamix® 2, Plug & Press® Dispenser, MixStar.

VANTAGGI

- Posizionamento preciso del transfer
- Meno stress per l'operatore e il paziente
- Rigido dopo l'indurimento
- Veloce
- Adeguatamente scorrevole

DATI TECNICI

ISO 4823 – ADA 19	Type 1 Heavy- bodied consistency
Rapporto di miscelazione Base: Catalizzatore	5:1
Tempo di lavorazione, incluso il tempo di miscelazione*	1'45''
Tempo di permanenza nel cavo orale**	2'
Tempo di indurimento *	4'
Deformazione alla compressione	2%
Recupero elastico	99.4%
Stabilità dimensionale	0.2 %
Durezza – Shore A	70
Colore	Arancio

* I tempi sopra menzionati sono intesi dall'inizio della miscelazione a 23°C/73°F. Temperature più elevate li accelerano, temperature più basse li rallentano.

PREPARAZIONE PER L'USO - ISTRUZIONI

- Togliere il cappuccio dalla cartuccia esercitando una lieve pressione verso l'alto sulla linguetta e tenendo la cartuccia con le aperture d'uscita rivolte verso l'alto.
- Inserire la cartuccia nell'apparecchio (seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante del dispenser).
- Avviare l'apparecchio e fare uscire il materiale fino a che i due componenti (base e catalizzatore) fuoriescano uniformemente.
- Inserire con decisione il puntale miscelatore facendo attenzione che sia saldamente collocato.
- Fare scorrere l'anello di fissaggio sul puntale miscelatore fino al suo arresto, ruotando poi a destra fino a bloccarlo.
- Riavviare l'apparecchio e versare la quantità desiderata di materiale sul portaimpronta. Reggere il portaimpronta in posizione obliqua mentre si effettua questa operazione.
- Dopo l'impiego, lasciare il puntale miscelatore utilizzato fissato sulla cartuccia, a mo' di tappo.
- Prima dell'utilizzo successivo, allentare ed estrarre l'anello di fissaggio, rimuovere il puntale miscelatore e controllare che i fori d'uscita della cartuccia non siano ostruiti.
- Seguire dall'inizio le indicazioni sopra descritte.

PRESA DELL'IMPRONTA

Nel caso di portaimpronte non forati, si consiglia l'utilizzo di Prestige Universal Adhesive. Posizionare il portaimpronta caricato con Prestige VDX 5:1 nella cavità orale, praticare una leggera pressione e mantenere in posizione fino al completo indurimento. Per verificare il grado d'indurimento, controllare il materiale nella bocca del paziente.

IMPORTANTE Prima di prendere la seconda impronta è importante lavare ed asciugare perfettamente la prima: questo garantisce la perfetta adesione fra la prima e la seconda impronta.

DISINFEZIONE

Una volta presa la impronta, staccarla accuratamente dalla bocca e sciacquare con acqua corrente per eliminare residui e saliva. Le impronte prese con Prestige VDX 5:1 possono essere disinfettate senza subire alterazioni mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in una soluzione all'ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio.

Le impronte con Prestige VDX 5:1 possono essere argentate o ramate in bagni galvanici.

COLATURA

Colare l'impronta dopo un tempo minimo di 1 ora dall'avvenuta polimerizzazione, senza ulteriori restrizioni di tempo. I siliconi a base di polivinilsilossano della linea Prestige sono compatibili con i migliori gessi presenti sul mercato (ad es: Class III - Hydrocal Kerr®, Class IV – Fujirock GC®).

AVVERTENZE

- Prestige VDX 5:1 deve essere utilizzato rispettando accuratamente le istruzioni d'uso fornite nel presente documento. Eventuali procedure diverse, non previste dalle presenti istruzioni d'uso, saranno d'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.
- Il tappo originale delle cartucce deve essere conservato per richiudere la cartuccia nel caso di inutilizzo prolungato, per evitare eventuali ostruzioni. Prima della chiusura, verificare che il tappo sia perfettamente pulito, libero dai residui precedenti e collocato correttamente per evitare l'indurimento del materiale.
- Eliminare accuratamente eventuali residui di soluzioni di lavaggio o solventi di detrazione utilizzati prima della presa della impronta, poiché potrebbero impedire l'indurimento del materiale.
- Gli elastomeri sono chimicamente resistenti. Evitare pertanto il contatto con camici e vestiti
- Non utilizzare Prestige VDX 5:1 assieme a siliconi da condensazione, polieteri o polisolfidi, in quanto incompatibili.

PRECAUZIONI

- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare subito abbondantemente e rivolgersi immediatamente a un oculista.
- In caso di sensibilità ai componenti del prodotto, si potrebbero verificare reazioni allergiche. Nel dubbio, rivolgersi al medico specialista. Nel caso di reazioni allergiche acute durante la presa dell'impronta, sospendere immediatamente il trattamento e rivolgersi al medico.
- In caso di ingestione del materiale, rivolgersi immediatamente al medico.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto, distante da fonti di calore. La data di scadenza riportata nella confezione si riferisce all'imballo sigillato in produzione. Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In caso di segnalazioni, è importante citare queste informazioni onde individuare in maniera corretta e veloce l'intero lotto segnalato. Importante: non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

IMBALLO

055112 - Set 1: 1 cartuccia da 380 ml + 5 puntali miscelatori + 1 tappo di fissaggio

055113 - Set 2: 2 cartucce da 380 ml + 10 puntali miscelatori + 1 tappo di fissaggio