

PRESTIGE GYPSCLEAN



PRESTIGE GYPSCLEAN, solución efervescente químicamente neutra, formulada especialmente para remover fácilmente los residuos de yesos y revestimientos dentales de las prótesis e instrumentos de trabajo, en el laboratorio técnico dental.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fácil utilización por ser lista para el uso
- Efervescente
- Color naranja
- Tiempo de acción 30'-60'

VENTAJAS

- No contiene fosfatos ni tensio- activos
- Acción limpiadora eficaz aún en las áreas más difíciles
- PH neutro

CONSERVACIÓN

Mantener cerrado y conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 4°C y 28°C (39°F – 82°F). Mantener lejos de fuentes de calor o llamas. La fecha de vencimiento impresa en la confección se refiere al producto cerrado, sellado por la producción. El número de lote y la fecha de vencimiento están impresas en cada confección, en caso de señalación es importante tener esta información a la mano para poder identificar de manera correcta el lote del producto vendido.

IMPORTANTE: no usar después de la fecha de vencimiento.

EMPAQUE

Código Producto/ Descripción 05800 - botella 1 Lt.

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697
E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com